

わたしたち「グリーンケア」取扱店にご相談ください。


2009年3月に介護ベッドのJIS規格が改定され、サイドレールとサイドレールのすき間だけでなく、安全に関わる数十項目が厳しく規定されました。

代表例(JIS規格文を要約しています)

JIS T9254:2009



衣服が絡みつような形状でないこと。



サイドレールとサイドレール、サイドレールとボードのすき間は直径**6cm**の物が入り込まないこと、もしくは**23.5cm**以上であること。

ベッド用グリップの開閉テストで1万回をクリアすること。

サイドレール内の空間は直径**12cm**の物が通らないこと。

ベッドとサイドレール、ベッド用グリップの適合する組み合わせを明確にすること。

最新の JIS マーク付きのベッドでは事故は起きないの？

JIS マーク付きの製品は、その製品が一定の品質や性能を確保していることを証明するものですが、使い方を誤ると重傷や死亡に至る事故は発生します。取扱説明書をよく読んで正しくお使い下さい。

●応援します！医療と福祉を確かな技術で



有限会社 **共栄メディカル**

●総合医療機器 ●理化学器械 ●福祉用具レンタル ●介護用品 ●厨房設備機械 ●業務用洗濯機械

〒014-0102 秋田県大仙市四ツ屋字水木田33

〒010-0964 秋田県秋田市八橋鯉沼町1-35

TEL 0187-66-2123(代)

FAX 0187-66-2139

 0120-971-294

10月1日
福祉用具の日

6cm

12cm

23.5cm